

RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS

For self-testing



0123



REF	1N40C5-2	For 1 Test/Box
REF	1N40C5-4	For 5 Tests/Box
REF	1N40C5-6	For 20 Tests/Box

PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTION LEAFLET CAREFULLY.

INTENDED USE:

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunochromatography based one step in vitro test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus antigen in anterior nasal swabs from individuals with or without symptoms or other epidemiological reasons to suspect COVID-19. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is not a diagnostic test. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole basis to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

SUMMARY

The novel coronavirus belongs to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

MATERIALS PROVIDED

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (sealed foil pouch)	1	5	20
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Instructions for use (this leaflet)	1	5	20
Tube stand	1 (packaging)	1	1

PERFORMANCE (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The Study involved 1063 nasal samples. The test results are summarized below:

Evaluated Reagent Results	RT-PCR Results		Total
	Positive (+)	Negative (-)	
Positive (+)	425	1	426
Negative (-)	10	627	637
Total	435	628	1063

Sensitivity (PPA) = $425/435 \times 100\% = 97.70\%$ (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specificity (NPA) = $627/628 \times 100\% = 99.84\%$ (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Accuracy (OPA) = $1052/1063 \times 100\% = 98.97\%$ (95% CI: 98.36% - 99.57%)
A feasibility study demonstrated that:
- 99.84% of non-professionals carried out the test without requiring assistance
- 99.92% of different types of results were interpreted correctly

INTERFERENCES

None of the following substances at the tested concentration showed any interference with the test.

Whole Blood: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrine: 15% <td>Tobramycin: 0.0004%<td>Oxymetazoline: 15%</td></td>	Tobramycin: 0.0004% <td>Oxymetazoline: 15%</td>	Oxymetazoline: 15%
Menthol: 0.15% <td>Cromolyn: 15%<td>Benzoicaine: 0.15%</td></td>	Cromolyn: 15% <td>Benzoicaine: 0.15%</td>	Benzoicaine: 0.15%
Fluticasone Propionate: 5% <td>Mupirocin: 0.25%<td>Zincam Nasal Spray: 5%</td></td>	Mupirocin: 0.25% <td>Zincam Nasal Spray: 5%</td>	Zincam Nasal Spray: 5%
Osetilamiriv Fosfat: 0.5% <td>sodium chloride: 5%<td>Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL</td></td>	sodium chloride: 5% <td>Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL</td>	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

CROSS-REACTIVITY

Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity Study. The following viruses and other microorganisms except the Human SARS-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device: Human coronavirus 229E, Human coronavirus OC43, Human coronavirus NL63, Human coronavirus HKU1, MERS coronavirus, Parainfluenza Virus 1-4, Enterovirus EV71, Respiratory syncytial Virus, Rhinovirus, Influenza A Virus (H1N1 and H3N2), Influenza B Virus (Yamagata and Victoria), Adenovirus (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54, H55, H56, H57, H58, H59, H60, H61, H62, H63, H64, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H76, H77, H78, H79, H80, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91, H92, H93, H94, H95, H96, H97, H98, H99, H100), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) and other human and animal microorganisms.

IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXECUTION

- Read this instruction guide carefully.
- Do not use the product beyond the expiration date.
- Do not use the product if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Store the test device at 4 to 30°C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
- The product should be used at room temperature (15°C to 30°C). If the product has been stored in a cool area (less than 15°C), leave it at normal room temperature for 30 minutes before using.
- Handle all specimens as potentially infectious.
- Inadequate or inappropriate specimen collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
- Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
- Correct specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for anterior nasal sampling.
- Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- The specimens should be tested as soon as possible after collection.
- Apply the drops of test specimen only to the specimen well (S).
- Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- When used as intended, there should not be any contact with the extraction buffer. In case of contact with skin, eyes, mouth or other parts, rinse with clear water. If an irritation persists, consult a medical professional.
- Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

LIMITATIONS

- The test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of the test.
- Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
- If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
- As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
- A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
- A positive result does not exclude coinfection with other pathogens.
- The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and may not correlate with other diagnostic methods performed on the same specimen.
- Users should test specimens as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
- Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
- Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
- The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Specimens collected after day 5-7 of illness are more likely to be tested negative compared to an RT-PCR assay.
- The kit was validated with the assorted swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
- The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolates and should not be used in this capacity.
- Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results may occur in cases of infection with SARS-CoV.

PREPARATION

- Clear, clean and dry a flat surface.
- Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
- Wash hands.
- Blow your nose several times before collecting specimen.
- Wash hands.

DISPOSAL

The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

PROCEDURE

This test is suitable for people of all ages. The recommended operators are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.

Rotate the lid of sample extraction buffer bottle.
Caution: Open it away from your face and be careful not to spill any of the liquid.

Squeeze all extraction buffer out of the bottle into the extraction tube.
Caution: Avoid touching the bottle against the tube.

Find the swab in the sealed wrapper in front of you. Identify the soft, fabric tip of the swab.

Peel open the swab packaging and gently take out the swab.
Caution: Never touch the soft, fabric tip of the swab with your hands.

Carefully insert swab into one nostril. The swab tip should be inserted no less than 2.5 cm (1 inch) from the edge of the nostril. Roll swab 3-4 times along the mucosa inside the nostril. Leave swab in the nostril for several seconds. Using the same swab, repeat this process for the other nostril. This may feel uncomfortable. Do not insert the swab any deeper if you feel strong resistance or pain.

Place swab into extraction tube. Roll swab three to five (3-5) times. Leave swab in extraction buffer for 1 minute.

Pinch extraction tube with fingers and remove the solution from swab as much as possible.

Install the nozzle cap onto the sample extraction tube tightly.

Bring the kit components to room temperature before testing. Open the pouch and remove the card. Place the card on a flat and level surface.
Caution: Once opened, the test card must be used immediately.

Invert the extraction tube and add 3 drops (about 75 μ L) of test specimen into the specimen well (S) by gently squeezing the extraction tube.
Caution: The formation of air bubbles in the specimen well (S) must be avoided.

Read the results at 15-20 minutes.
Caution: Results after 20 minutes may not be accurate. The used device may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

INTERPRETATION OF RESULTS

Positive: If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive.
Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.

Negative: If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.

Invalid: If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

QUALITY CONTROL

The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the card is reactive.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

- How does the detection work?
The N protein of the SARS-CoV-2 virus reacts with the strips along the coating of the test line and, if present, results in a color change, i.e. a red line appears. Therefore, if the sample does not contain any viral proteins or antigens, there will be no red test line (T).
- When should I can I test myself?
You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a snapshot valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.
- What can affect my test result? What should I pay attention to?
Be sure to blow your nose multiple times before collecting the specimen.
Be sure to visibly collect sample material (nasal secretions).
Perform the test immediately after taking the sample.
Follow the instructions for use carefully.
Apply the drops of extraction solution only to the sample well (S).
Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?
Please note that the test card should not be used with more than 3 drops of sample, as the liquid absorption of the test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.
- I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?
Your result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.
- I am unsure about reading the result. What should I do?
For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health care provider for the recommendations of your local authorities.
- My result is positive. What should I do?
If your result is positive and the test kit clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.
- My result is negative. What should I do?
If the test kit only clearly shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (feverishness, loss of sense of smell or taste, etc.), please consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities.
If you are not sure, you can repeat the test.
- How can I dispose of the test card?
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

ACCESSORIES:

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Toujiang Town, Guangjing District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegassee 34/2,69124 Heidelberg Germany	acc. 93/42/EEC
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lenga No18, CP 29006, Málaga, Spain	acc. 93/42/EEC
Swab C	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, P.R.China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	acc. 93/42/EEC
Swab D	Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. 16-84 81 North Qingyang Road, Taining District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China	Luxus Lebenswell GmbH Kochstr.: 1, 47877, Willich, Germany	acc. 93/42/EEC

EXPLANATION FOR SYMBOLS

Symbol	In Vitro Diagnostics Use	See Instructions for Use	Expiry Date
IVD	Tests per Kit	Keep dry	Batch Number
EC REP	Authorized Representative	Keep away from sunlight	Manufacturer
Do not reuse	Do not use if package is damaged	Do not use if package is damaged	Store between 4-30°C
CE Mark	CE Mark	Catalogue Number	Warning, please refer to the instruction
STERILE EO	Sterilized using ethylene oxide		

Manufacturer: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China.
Authorized Representative: Lotus NL B.V. Koninng Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
Version 6.0 Date: August 15, 2021

Hrvatski / Croatian

UPUTE ZA KORIŠTENJE BRZOG SARS-COV-2 ANTIGEN TESTA ZA UZORKE BRISA IZ PREDNJEJ NOSA

REF	1N40C5-2	Za 1 test/kutija
REF	1N40C5-4	Za 5 testova/kutija
REF	1N40C5-6	Za 20 testova/kutija

Pažljivo slijedite letak s uputama.

Brzi SARS-CoV-2 Antigen test je in vitro test na osnovi imunokromatografije. Dizajniran je za brzo kvalitativno određivanje antigena virusa SARS-CoV-2 u prednjim brisovima nosa od osoba sa ili bez simptoma ili drugih epidemioloških razloga za sumnju na COVID-19. Brzi test za ispitivanje antigena SARS-CoV-2 otkriva nukleokapsidni protein SARS-CoV-2 (protein N). Brzi SARS-CoV-2 antigen test kartica ne smije se koristiti kao jedina osnova za dijagnosticiranje ili isključivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Djeci mlađoj od 14 godina treba pomagati odrasla osoba.
Sažetak
Novi koronavirus pripadaju β rodu. COVID-19 je akutna respiratorna zarazna bolest. Ljudi su općenito osjetljivi. Trenutno su pacijenti zaraženi novom koronavirusom glavni izvor zaraze, zaražene osobe bez simptoma također mogu biti izvor zaraze. Na temelju trenutnog epidemiološkog istraživanja, razdoblje inkubacije je 1 do 14 dana, uglavnom 3 do 7 dana. Glavne manifestacije uključuju vrućicu, umor i suhi kašalj. Zatepljenje nosa, curenje nosa, groznica, bolovi u mišićima i proljev nalaze se u nekoliko slučajeva.

MATERIJALI I KUTIJA

komponente	Za 1 test/kutija	Za 5 Test/kutija	Za 20 Test/kutija
Brza SARS-CoV-2 antigen testna kartica (pakirana u foliju vrećici)	1	5	20
Sterilni bris	1	5	20
Tuba za ekstrakciju	1	5	20
Otopina za ekstrakciju uzoraka	1	5	20
Upute za uporabu (ovaj letak)	1	1	1
Staljak za tubu	1 (pakiranje)	1	1

ZVJEDBE (OSJETLJIVOST I SPECIFIČNOST)

Brzi antigen SARS-CoV-2 test uspoređen je s potvrđenom kliničkom dijagnozom. Studija je obuhvatila 1063 uzorka nosa. Rezultati ispitivanja sažeti su u nastavku:

Procijenjeni rezultati reagensa	RT-PCR Rezultati		Ukupno
	Pozitivno (+)	Negativno (-)	
Pozitivno (+)	425	1	426
Negativno (-)	10	627	637
Ukupno	435	628	1063

Senzitivnost (PPA) = $425/435 \times 100\% = 97.70\%$ (95% CI: 96.29% - 99.11%)
Specifičnost (NPA) = $627/628 \times 100\% = 99.84\%$ (95% CI: 99.53% - 99.99%)
Točnost (OPA) = $1052/1063 \times 100\% = 98.97\%$ (95% CI: 98.36% - 99.57%)
Studija izvodljivosti pokazala je sljedeće:
- 99.84% ne-profesionalnih korisnika je provelo test bez potrebne pomoći
- 99.92% različitih vrsta rezultata ispravno je protumačeno

SMETNJE

Kov: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylefrin: 15% <td>Tobramycin: 0.0004%<td>Oxymetazoline: 15%</td></td>	Tobramycin: 0.0004% <td>Oxymetazoline: 15%</td>	Oxymetazoline: 15%
Menthol: 0.15% <td>Cromolyn: 15%<td>Benzoicaine: 0.15%</td></td>	Cromolyn: 15% <td>Benzoicaine: 0.15%</td>	Benzoicaine: 0.15%
Fluticasone propionate: 5% <td>Mupirocin: 0.25%<td>Zincam sprej za nos: 5%</td></td>	Mupirocin: 0.25% <td>Zincam sprej za nos: 5%</td>	Zincam sprej za nos: 5%
Osetilamiriv fosfat: 0.5% <td>Natrijev klorid: 5%<td>Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL</td></td>	Natrijev klorid: 5% <td>Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL</td>	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

KRIZNA REAKTIVNOST

Krizona reaktivnost testa ocijenjena je testiranjem virusa i drugih mikroorganizama. Konačne testne koncentracije virusa i drugih mikroorganizama dokumentirane su u Studiji krizne reaktivnosti. Slijedeći virusi i drugi mikroorganizmi osim humanog SARS-koronavirusa nemaju utjecaja na rezultate ispitivanja testnog uređaja, humani koronavirus 229E, humani koronavirus OC43, humani koronavirus NL63, humani koronavirus HKU1, humani koronavirus MERS, virus parainfluenze 1-4, enterovirus EV71, respiratorni sincicijski virus, rinovirus, virus influenzae A (H1N1 i H3N2), virus influenzae B (Yamagata i Victoria), Adenovirus (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, H20, H21, H22, H23, H24, H25, H26, H27, H28, H29, H30, H31, H32, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43, H44, H45, H46, H47, H48, H49, H50, H51, H52, H53, H54, H55, H56, H57, H58, H59, H60, H61, H62, H63, H64, H65, H66, H67, H68, H69, H70, H71, H72, H73, H74, H75, H76, H77, H78, H79, H80, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91, H92, H93, H94, H95, H96, H97, H98, H99, H100), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) i skupljeni nosni ispirak.

VAŽNE INFORMACIJE PRIJE TESTIRANJA

- Pažljivo pročitate ovaj vodič s uputama.
- Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja.
- Nemojte koristiti proizvod ako biste osugurali optimalnu učinkovitost testa.
- Testni uređaj čuvajte na 4 do 30°C u originalnoj zatvorenoj vrećici. Ne smrzavajte.
- Proizvod treba koristiti na sobnoj temperaturi (15°C do 30°C). Ako je proizvod pohranjen u hladnom području (manje od 15°C), ostavite ga na normalnoj sobnoj temperaturi 30 minuta prije upotrebe.
- Rukovanje svim uzorcima kao potencijalno zaraznim.
- Neodgovarajuće ili nepravilno prikupljanje uzoraka, skladištenje i prijevoz mogu dati netočne rezultate ispitivanja.
- Koristite briseve uključene u testni komplet kako biste osigurali optimalnu učinkovitost testa.
- Ispravno uzimanje uzorka najvažnije je korak u postupku. Svakako prikupite dovoljnu količinu materijala (nosne sekrecije) s brisom, osobito za prednju uzorkovanje nosa.
- Ispušite nos nekoliko puta prije uzimanja uzorka.
- Uzorak treba testirati što je prije moguće nakon uzimanja brisa.
- Kap testnog uzorka nanosite samo na predvidjeni otvor (S).
- Previše ili premalo kapi otopine za ekstrakciju može dovesti do nevažećeg ili netočnog rezultata testa.
- Kada se koristi kako je predviđeno, ne smije doći do kontakta s otopinom za ekstrakciju. U slučaju kontakta s kožom, očima, ustima ili drugim dijelovima, isprati čistom vodom. Ako iritacija potraje, obratite se liječniku.
- Djeca mlađoj od 14 godina treba pomagati odrasla osoba.

Ograničenja

- Test se treba koristiti isključivo za kvalitativno otkrivanje SARS-CoV-2 virusnog antigena u uzorcima prednjeg brisa nosa. Točna koncentracija SARS-CoV-2 virusnog antigena ne može se utvrditi kao dio ovog testa.
- Pravilno uzimanje uzorka je ključno. Neprikladno uzimanje može rezultirati netočnim rezultatima ispitivanja. Nepravilno uzorkovanje, skladištenje ili čak zamrzavanje i odmrzavanje uzorka može dovesti do netočnih rezultata ispitivanja.
- Ako je virusno opterećenje uzorka ispod granice detekcije testa, test može proizvesti negativan rezultat.
- Kao i kod svih dijagnostičkih testova, konačna klinička dijagnoza ne bi se trebala temeljiti na rezultatu jednog testa, već bi je liječnik trebao napraviti nakon procjene svih kliničkih i laboratorijskih rezultata.
- Negativan rezultat ne isključuje virusnu infekciju SARS-CoV-2 i treba ga potvrditi molekularnim dijagnostičkim metodama ako se sumnja na COVID-19. Pozitivan rezultat ne isključuje infekciju s drugim patogenima.
- Brzi antigeni test SARS-CoV-2 može otkriti i otkriti i nekih SARS-CoV-2 materijal. Performanse brzog testa SARS-CoV-2 ovisie o virusnom opterećenju i možda nisu u korelaciji s drugim dijagnostičkim metodama koje se izvode na istom uzorku.
- Koristite testni uređaj samo za testiranje uzoraka i unutar dva sata od prikupljanja uzorka.
- Osetljivost za briseve nosa ili orofaringskog može biti niža od briseva nazofaringskog. Preporuča se uzimati uzorke nazofaringskog brisa od strane zdravstvenih djelatnika.
- Monoklonska protutijela mogu uzokovati grešku otkrivanja ili otkriti s manje osjetljivosti SARS-CoV-2 viruse koji su prošli manje promjene aminokiselina u.
- Količina antigena u uzorku može se smanjiti kako se trajanje bolesti povećava. Primjeri prikupljeni nakon 5-7 dana bolesti imaju veće vjerojatnost da će biti negativni i usporedno s RT-PCR testom.
- Test kit je potvrđen raznim brisovima. Koristite alternativnih briseva može rezultirati lažno negativnim rezultatima.
- Valjanost Brzog SARS-CoV-2 Antigena testa nije dokazana za identifikaciju/potvrdu izolacija kulture tkiva i ne smije se koristiti u tom svojstvu.
- Pozitivni rezultati testova ne isključuju infekcije s drugim patogenima. Pozitivni rezultati mogu se pojaviti u slučajevima infekcije virusom SARS-CoV-2.

PRIPREMA

- Očistite i osušite ravnu površinu.
- Provjerite sadržaj testnog kompleta. Proverite se da ništa nije oštećeno ili slomljeno.
- Držite test kit ručno.
- Ispušite nos nekoliko puta prije uzimanja uzorka.
- Operite ruke.

Raspakivanje

Testni komplet može se odlagati u uobičajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

POSTUPAK

Ovaj test je pogodan za ljude svih uzrasta. Preporučuje se da testiranje vrše osobe od 14 do 90 godina. Djecu mlađu od 14 godine treba testirati odrasla osoba. Nemojte nastaviti s testiranjem ako dijete osjeća bilo kakvu bol.

Rotirajte poklopac bočice za ekstrakciju uzorka.
Opazite: Otvorite ga dalje od lica i pazite da ne proljetite tekućinu.

Istisnite svu tekućinu za ekstrakciju iz bočice u tubu za ekstrakciju.
Opazite: Izbjegavajte dodirivanje bočice uz tubu.

Pronađite bris u zatvorenom omotu unutar kompleta. Identificirajte mekani vrh brisa obložen tkaninom.

Pažljivo otvorite ambalžažu brisa i nježno izvadite bris.
Opazite: Rukama nikada ne dirajte mekani vrh tkanine brisa.

Pažljivo umetnite bris u jednu nosnicu. Vrh brisa treba umetnuti ne manje od 2.5 cm od ruba nosnice. Rotirajte bris 3-4 puta duž sluznice unutar nosnice. Ostavite bris u nosnici nekoliko sekundi. Koristite isti bris, ponovite ovaj proces za drugu nosnicu. Proučite bris iz nosne šupljine.
Opazite: Možete osjećati neugodno. Nemojte umetnuti bris dublje ako osjećate snažan otpor ili bol.

Stavite bris u tubu za ekstrakciju. Rotirajte bris tri do pet (3-5) puta. Ostavite bris u tubi sa ekstrakcijskom otopinom 1 minutu.

Prstima stisnite i uštipnite tubu za ekstrakciju i uklonite otopinu iz brisa što je više moguće.

Čvrsto postavite čep na tubu za ekstrakciju uzorka.

Donesite testnu karticu iz kompleta na sobnu temperaturu prije testiranja. Otvorite vrećicu i uklonite karticu. Stavite karticu na ravnu površinu.
Opazite: Nakon otvaranja, testna kartica mora se odmah koristiti.


Preokrenite ekstrakcijsku tubu i dodajte 3 kapi (oko 75 μ L) testnog uzorka u otvor (S) laganim stiskanjem ekstrakcijske tube.
Opazite: Potrebno je izbjegavati stvaranje mjehurića zraka u otvoru (S).

Rezultate pročitate u 15-20 minuta.
Opazite: Rezultati nakon 20 minuta možda neće biti točni. Koristite uređaj može se odlagati u uobičajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

TUMAČENJE REZULTATA

Ako se dvije obojene

7. Sumeitke megingintveji prrsar i kiek jmanoma nuzegzkie tirpalo si tampono.




Ant megingintvo su meginu sandariu uzdekkie antgalio dangteli.



Pries testo atlikima, rinkinio komponentus pasidykite iki kambario temperaturos. Atidarykite maišelį ir išimkite kasetę. Padėkite kasetę ant lygaus paviršiaus. **Dėmesio: Aidiarius testo kasetės pakuoūtė, tyrima reikia atlikti nedelsiant.**



Mėgintuvėli su mėginu apverškite ir atsargiai spausdami mėgintuvėli, į mėginio duobutę (S) įlašinkite 3 lašus (apie 75 μL) mėginio. **Dėmesio: mėginio duobutėje (S) reikia vengti oro burbuliukų susidarymo.**



Vertinkite rezultatus 15-20 minučių bėgyje. **Dėmesio: Rezultatai po 20 minučių gali būti netiksūs. Panaudojti testo kasetę galima išmesti su įprastomis buitiniomis atliekomis, laikantis galiojančių vietinių taisyklių.**

REZULTATŲ INTERPRETACIJA

Teigiama: Jei per 15-20 minučių atsiranda dvi spalvotos juostelės – viena kontrolės zonoje (C) ir viena - rezultato zonoje (T), tyrimo rezultatas yra teigiamas.

Dėmesio: Nesvarbu, kokia silpnos spalvos juostelė yra rezultato zonoje (T), rezultatas turėtų būti laikomas teigiamu.

Neigiamas: Jei kontrolės zonoje (C) atsiranda viena spalvota juostelė, o rezultato zonoje (T) per 15-20 minučių neišryškėja jokia spalvota juostelė, tyrimo rezultatas yra neigiamas.

Netinkamas: Jei per 15-20 minučių kontrolės srityje (C) neišsiranda spalvota linija, testas negalioja. Pakartokite testą su nauja testo kasete.

Netinkamas KOKYBES KONTROLĖ
Kontrolinė linija yra integruota į testo kasetę ir naudojama procedūrai užtikrinti. Kontrolinė linija pasirodo, kai tyrimas atitikas teisingai ir reagentai yra reaktyvūs.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)
1. **Kaip veikti nustatymas?**
SARS-CoV-2 viruso N baltymais reaguojama su reagentais, kuriuos padengta dauga tyrimo linijos srityje T. Jei aptinkamas viruso antigenas, pasikeičia spalva, ty, atsiranda raudona linija. Todėl, jei mėginyje nėra virusinių baltymų ar antigenų, raudona rezultato linija neišryškėja (T).

2. **Kada turėčiau įgalėti naudoti pasidarytą sau testą?**
SARS-CoV-2 viruso N baltymais reaguojama su reagentais, kuriuos padengta dauga tyrimo linijos srityje T. Jei aptinkamas viruso antigenas, pasikeičia spalva, ty, atsiranda raudona linija. Todėl, jei mėginyje nėra virusinių baltymų ar antigenų, raudona rezultato linija neišryškėja (T).

3. **Kas gali turėti įtakos mano testo rezultatui? Ką turėčiau atkreipti dėmesį?**
Prieš naudodami mėginį, būtinai keis karštas išpūskite nosį. Būtinai motinai surinkite mėginio medžiagą (nosies išskyras). Atlikite testą iškart po mėginio paėmimo. Atidžiai laikykitės naudojimo instrukcijų. Būtinai tarpai laišukite tik į kasetės mėginio duobutę (S). Per daug ar per mažai buferinio tirpalo gali sąlygoti neteisingus testo rezultatus.

4. **Testo rezultato juostelė yra aiškiai pakitusi arba išsiliejusi? Kokia to priežastis?**
Atkreipti dėmesį, kad į testo kasetės mėginio duobutę negalima išlieti daugiau kaip 3 lašus mėginio, nes kasetės atskirti absorbcija natūraliai yra ribota. Jei kontrolinė linija neišsiranda arba rezultato linija yra labai išsiliejusi arba pasikeitusi spalva, todėl jos negalima įvertinti, pakartokite tyrimą pagal instrukcijas.

5. **Ar atlikau testą, bet nematau kontrolės linijos (C). Ką turėčiau daryti?**
Tyrimo rezultatas netikslingas. Šiame tyrimo rezultate išskirti pakartokite testą pagal naudojimo instrukcijas.

6. **Ar nesu tikras dėl rezultato vertinimo. Ką turėčiau daryti?**
Kad rezultatas būtų teigiamas, 2 besios horizontalios linijos turi būti aiškiai matomos per visą kasetės plotį. Jei vis dar nesate tikri dėl rezultato, kreipkitės į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą pagal savo vietos vaistinės rekomendacijas.

7. **Mano rezultatas neigiamas. Ką turėčiau daryti?**
Jei jūsų rezultatas neigiamas ir teste aiškiai matoma kontrolinė ir rezultato linijos, turėtumėte susisiekti su artimiausiu medicinos įstaiga, kaip rekomenduojama jūsų vietinėje vaistinėje. Jūsų testo rezultatas gali būti dar kartą patikrintas, o institucija ar įstaiga patikrins tinkamus tyrimo rezultatus.

8. **Mano rezultatas neigiamas. Ką turėčiau daryti?**
Jei teste aiškiai matoma tik kontrolinė linija, tai gali reikšti, kad esate nesergantis, arba kad viruso kiekis yra per mažas, kad būtų galima j aptikti. Jei pasireiškia simptomai (galvos skausmas, karščiavimas, migrena, uoselės ar skonio pojūčio praradimas ir kt.), kreipkitės į savo pirmąjį sveikatos priežiūros gydytoją arba artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą, kaip rekomenduojama jūsų vietos vaistinės instrukcijomis. Jei nesate tikras, galite pakartoti testą.

9. **Kaip galū išmesti testo rinkinį?**
Testo rinkinį galima išmesti su įprastomis buitiniomis atliekomis pagal galiojančius vietinius įstatymus.

Priešais	Gaminiojas	CE - Atstovas	CE-Zenkinimas
Tamponas A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Toujiu Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	0197 acc. 93/42/EEC
Tamponas B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yongzheng Street, Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengua No18, CP 29006, Málaga, Spain	0197 acc. 93/42/EEC
Tamponas C	Zhejiang Gongdong Medical Technology Co., Ltd. No. 10 Beiyuan Ave., Huangyan 318020 Taizhou, Zhejiang, P.R. China	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany	0123 acc. 93/42/EEC
Tamponas D	Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. 16-B4-#1 North Qingyang Road, Tanning District, 213017, Changzhou, Jiangsu, China	Luxus Lebenswelt GmbH Kochstr. 1, 47877, Willich, Germany	0197 acc. 93/42/EEC

Simboliniai paaiškinimai	In Vitro Diagnostikai	Zr. Naudojimo instrukcija	Galiojimo laikas

Gaminiojas: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R. China
Versija 6.0 Data: 2021, Rugpjūtis 15

Igalijotas atstovas: Lotus Nl. B.V.
Konings Julianenplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands

Română / Romanian

COMPONENTE	Pentru 1 Test/ cutie	Pentru 5 Teste/ cutie	Pentru 20 Teste/ cutie
Card de test rapid Antigen SARS-CoV-2	1	5	20
Tampon steril	1	5	20
Tub de extracție	1	5	20
Tampon de extracție a probei	1	5	20
Instrucțiuni de utilizare	1	1	1
Suport tub	1 (cutie)	1	1

PERFORMANTE (SENSIBILITATE ȘI SPECIFICITATE)
Cardul de testare rapid a antigenului SARS-CoV-2 a fost comparat cu diagnosticul clinic confirmat. Studiul a implicat 1063 probe nazale. Rezultatele testului sunt rezumat mai jos:

Senzibilitate (PPA) = 425/(425+0) = 97,70% (95% CI: 96,29% - 99,11%)	Specificitate (NPA) = 627/(627+0) = 99,84% (95% CI: 99,53% - 99,99%)
Acuratete (OPA) = 1052/(1053+0) = 99,97% (95% CI: 99,38% - 99,97%)	PPV = 425/(425+0) = 99,77% (95% CI: 99,31% - 99,99%)
NPV = 627/(627+0) = 99,84% (95% CI: 99,46% - 99,94%)	Un studiu de fezabilitate a demonstrat că: -99,84% dintre neprofesioniști au efectuat testul fără a necesita asistență

INTERFERENȚE
Nici una dintre următoarele substanțe nu a afectat rezultatul sau testul interpretat corect.

Sange integral: 1%	Alcalo: 10%	Mucin: 2%
Fehértesít: 15% <td>Tobramycin: 0,0004 %<td>Oximetazolin: 15%</td></td>	Tobramycin: 0,0004 % <td>Oximetazolin: 15%</td>	Oximetazolin: 15%
Mentol: 0,15% <td>Cromolyn: 15%<td>Benzoicacid: 0,15%</td></td>	Cromolyn: 15% <td>Benzoicacid: 0,15%</td>	Benzoicacid: 0,15%
Propionat de fluorizazon: 5% <td>Mupirocin: 0,25%<td>Spray nasal Zicam: 5%</td></td>	Mupirocin: 0,25% <td>Spray nasal Zicam: 5%</td>	Spray nasal Zicam: 5%
Fosfat de oseltamivir: 0,5% <td>Clonura de sodiu: 2%<td>Human Anti-epgler Antitest (HAMA): 60 ng/ml</td></td>	Clonura de sodiu: 2% <td>Human Anti-epgler Antitest (HAMA): 60 ng/ml</td>	Human Anti-epgler Antitest (HAMA): 60 ng/ml
Biotin: 1200 ng/ml		

REACTIVITATE INCRUCIATA
Reactivitatea încrucișată a dispozitivului de testare a fost evaluată prin testarea virusilor și a altor microorganismelor. Concentrațiile finale de testare a virusilor și a altor microorganismelor sunt documentate în studiul de reactivitate încrucișată. Următorii virusi și alte microorganismele, cu excepția coronavirusului SARS uman, nu au niciun efect asupra rezultatelor testului dispozitivului de testare: coronavirus uman 229E, coronavirus uman OC43, coronavirus uman NL63, coronavirus uman HKU1, coronavirus MERS, virus parainfluenza 1-4, enterovirus EV71, virus sincițial respirator, rinovirus, virus gripal A (H1N1 și H3N2), virus gripal B (Yamagata) și virus gripal A (H5N1), metapneumovirus uman (MPV), Sphingobacterium epidermidis, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Candida albicans, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Pneumocystis jirovecii (PJP) și Sporene nazale negre.

INFORMAȚII IMPORTANTE ÎNAINTE DE PROCEDURA DE TESTARE
1. Citii cu atenție acest ghid de instrucțiuni.
2. Nu utilizați produsul după data de expirare.
3. Păstrați dispozitivul după punga este deteriorată sau sigiliul este rupt.
4. Păstrați dispozitivul de testare la 4-30 ° C în punga originală sau în înghetată. Nu înghețați.
5. Produsul trebuie utilizat la temperatura camerei (15 ° C până la 30 ° C). Dacă produsul a fost depozitat într-o zonă rece (mai mică de 15 ° C), lăsați-l la temperatura normală a camerei înainte de a începe utilizarea.
6. Manipulați toate speciemenle ca fiind potențial infecțioase.
7. Recoltarea, depozitarea și transportul necorespunzător al probeilor pot duce la rezultate inexacte ale testului.
8. Ilizării tampono include în kitul de testare pentru a asigura performanța optimă a testului.
9. Colectarea corectă a probeilor este cea mai importantă pas al procedurii. Asigurați-vă că ați colectat susectiv material de probă (secrete nazale) cu tamponul.
10. Sufiții nasul de mai multe ori înainte de a colecta speciemenul.
11. Probele trebuie testate cât mai curând posibil după colectare.
12. Aplicați picăturile probei de testare numai pe sondă (S).
13. Prea multe sau prea puține picături de soluție de extracție pot duce la un rezultat incorect al testului.
14. Dacă este utilizat corepunzător nu ar trebui să intre în contact cu solutia tampon. În caz de contact cu pielea, ochii, gura sau alte parti dinlăți cu apă curată. Dacă inflata perista consultați un cadru medical.
15. Copiii sub 14 ani ar trebui să fie ajutați de un adult.

LIMITĂRI
1. Testul trebuie utilizat exclusiv pentru detectarea anticorpilor a antigenului viral SARS-CoV-2 la speciemenle tampon nazal. Concentrația exactă a antigenului viral SARS-CoV-2 nu poate fi determinată cu aceste teste.
2. Colectarea corectă a probeilor este esențială. Necorespunțarea procedurii poate duce la rezultate inexacte ale testului. Colectarea, depozitarea sau chiar înghețarea și decongelarea necorespunzătoare a probeilor pot duce la rezultate inexacte ale testului.
3. Dacă încălzitura virală a probei este sub limita de detectare a dispozitivului de testare, rezultatul poate fi negativ.
4. La fel ca în cazul tuturor testelor de diagnostic, un diagnostic clinic definitiv nu ar trebui să se bazeze pe rezultatu unui singur test, ci trebuie făcut de către medic după evaluarea tuturor rezultatelor clinice și de laborator.
5. Un rezultat negativ nu exclude infecția virală, ci exclude SARS-CoV-2 și ar trebui confirmat prin metode de diagnostic molecular în cazul în care se suspectează COVID-19.
6. Un rezultat pozitiv nu exclude coinfecția cu alți agenți patogeni.
7. Testul rapid al antigenului SARS-CoV-2 poate detecta atât materialul SARS-CoV-2 viabil, cât și cel neviabil. Performanța testului rapid SARS-CoV-2 depinde de încălzitura virală și nu poate fi corelată cu alte metode de diagnostic efectuate pe același speciemen.

8. Utilizatori trebuie să testeze cât mai curând posibil după colectarea probei.
9. Sensibilitatea pentru tampono nazale sau orofaringiene poate fi mai mică decât tampono nazofaringiene. Se recomandă utilizarea probeilor de tampon nazofaringian de către profesioniștii din domeniul sănătății.
10. Anticorpii monoclonali pot să detecteze sau să detecteze cu o sensibilitate mai mică, virusurile SARS-CoV-2 care au suferit modificări minore ale aminoacizilor în regiunea epitopului lină.


11. Cantitatea de antigen dintr-o probă poate scădea pe măsură ce durata bolii crește. Probele colectate după ziua 5-7 de boală sunt mai susceptibile de a fi testate negativ în comparație cu un test RT-PCR.
12. Trusa a fost validată cu tamponoale incluse în cutie. Utilizarea tamponoelor alternative poate duce la rezultate negative.
13. Validitatea cardului de testare a antigenului Rapid SARS-CoV-2 nu a fost dovedită pentru identificarea / confirmarea infecției de cultura tisulară și nu trebuie utilizată în această calitate.
14. Rezultatele pozitive ale testelor nu exclud coinfecția cu alți agenți patogeni. Rezultate pozitive pot apărea în cazurile de infecție cu SARS-CoV.

PREGATIREA ÎNAINTE DE PROBA
● Ștergeți, curățați și uscați o suprafață plană.
● Verificați conținutul kitului de testare. Asigurați-vă că nimic nu este deteriorat sau rupt.
● Temporalizator la îndemână.
● Sufiții nasul de mai multe ori înainte de a colecta speciemenul.
● Spălați-vă pe mâini

ELIMINAREA TESTULUI
Trusa de testare poate fi aruncată împreună cu deeurile menajere normale, în conformitate cu regulamentele locale aplicabile.

PROCEDURA
Acest test este potrivit pentru oameni de toate vârștele. Operatorii recomandați au vârște cuprinzând între 14 și 90 de ani. Copiii cu vârșta sub 14 ani ar trebui testați de un adult. Nu continuați testul dacă copilul simte vreo durere.

Roiți capatul sticlei de tampon de extracție a probei.
Atenție: Deschideți departe de față și aveți grijă să nu vărsați lichid.



Turnați tot tamponul de extracție din sticlă în tub de extracție.
Atenție: Evitați atingerea sticlei de tub.

1. Vărf moale Măner

Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

2. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

3. Introduceți cu atenție tamponul în celălaltă nărilor. Introduceți tamponul în celălaltă nărilor la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

4. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

5. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

6. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

7. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

8. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

9. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

10. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

11. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

12. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

13. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

14. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

15. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

16. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

17. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

18. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

19. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

20. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

21. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

22. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

23. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

24. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

25. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

26. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

27. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

28. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

29. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

30. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

31. Scoateți cu atenție tamponul din ambalajul sigilat. Identificați vârful moale din testatură al tamponului.

32. Desfaceți ambalajul tamponului și scoateți ușor tamponul.
Atenție: Nu atingeți niciodată vârful moale din testatură al tamponului cu mâinile.

33. Introduceți cu atenție tamponul într-o nară. Vârful tamponului trebuie introdus la cel puțin 2,5 cm (1 inch) de marginea nări. Rulați tamponul de 3-4 ori de-a lungul mucoasei din nară. Lăsați tamponul în nară câteva secunde. Folișoară aceluși tampon, repetați acest proces pentru cealaltă nară. Repetați tamponul din cavitatea nazală.

Atenție: Acest lucru poate crea disconfort. Nu introduceți tamponul mai adânc decât simțiți rezistență puternică sau durere.

Apezați tamponul în tubul de extracție. Rulați tamponul de trei până la cinci (3-5) ori. Lăsați tamponul în flaconul de extracție timp de 1 minut.

34. Scoateți